

全国统一客户服务电话 400-005-0503

磁力搅拌 低温恒温水槽

Constant Temp. Bath with Magnetic Stirrer PSL-1400·1810·1820·2000型

PSL系列适用于高温度精度、长时间合成实验

-80°C~0°C(PSL-2000:Max.20°C)任意温度均可设置



PSL-1400



PSL-1810



PSL-1820



_+20°c -80°c

0℃ ▼-80℃




手机"扫一扫" 浏览更多产品和促销信息 東京理化器械株式会社

产品参数及配件

_					
型	号	PSL-1400	PSL-1810	PSL-1820	PSL-2000
产	品 代 码 No.	182216	226346	270726	220948
性	温度调节范围	- 40∽0℃	- 80∽0°C		- 80∽20°C
能	温度调节精度	±0.5℃以内(槽中央)	±1℃以内(槽中央)		
	搅拌速度范围	100∽800rpm			
机能	温 度 控 制	加热器: P.I.D控制、冷冻机:连续运行			
	传 感 器	T热电对	T热电对 白金测温电阻 Pt100Ω		
	温度设定・显示	薄膜式按键输入、数字设定·显示			
		漏电·过电流保护器、独立過昇防止器、冷冻机高压压力开关、防止负荷继电器过载,自我诊断功能(PSL-1820型)			
能	安全机能	自我诊断功能(加热器断线、传感器异常、上下限温度报警、SSR异常、			自我诊断功能(加热器断线、传感器
		马达异常、记忆异常、停电报警、水位低下)、压缩机延时保护			异常、上下限温度报警)
	附属 功能	-	定时开、关机	定时开、关机	-
构成	加 热 器	250W	450W	450W	750W
	搅 拌 电 机	速度控制电机 输出15W	速度控制电机 输出25W	速度控制电机 输出25W	速度控制电机 输出25W
	冷冻机・冷媒	空冷式 输出450W·R404A	空冷式 输出450W×2·R507A·R23	空冷式 输出450W×2·R507A·R23	空冷式 输出500W×2·R404A·R23
规	槽内尺寸(mm)・容量	内径140×135H·2.1L	内径190×154H·4.4L	内径165×140H·3L	内径250×180H·8L
	水 槽 材 质	SUS304			
格	使用容器最大容量·最大直径	300mL·φ95mm			2L·φ165mm
外	部尺寸(mm)•重量	350(380)W×490D×380(480)H·约29kg	530W×450D×522H·约70kg	450W×475D×507(532)H·约70kg	450W×515(560)D×945(1475)H·约100kg

■温度控制的比较(PSL-1820型)



■操作部 PSL-1400型



PSL-1820型




PSL-2000型




干冰-丙酮制冷剂可以快速冷却,但温度不稳定。PSL-1820型,到达-80℃ 虽需花费时间,但由于真空绝热效果持续,能保持非常稳定的温度。



内装强力搅拌器,由低速到高速、 均匀稳定的搅拌。




■放在通风橱内




■PSL-2000型+支杆




冷却曲线




PSL-1810型



PSL-1820型






构成

搅拌器支杆 (PSL-1820型用) 少量容器用夹具 (PSL-1400·1820型用)

反应容器、冷凝管等固定用。

支杆、支杆固定架、夹具、开口夹各1个






2口反应瓶 φ60mm的2口反应容器。 瓶口尺寸:\$29·15mm。



隔热盖板(PSL-1400·1810·1820型用) 防止结露、结冰、吸湿、维持-80℃稳



特氟龙®强力搅拌子 可以进行更强力的搅拌。有八角 型、椭圆形2种类型、11种款式可 供选择。

東京理化器械株式会社 http://www.eyela.com.cn

全国统一客户服务热线 🔯 400-005-0503

Tel: 021-62076878 上海 西安 Tel: 029-87852182 杭州 Tel: 0571-88980693 北京 Tel: 010-84264220 沈阳 Tel: 024-25630740 南京 Tel: 025-51839612

Tel: 020-38871910 济南 Tel: 0531-88528921 成都 Tel: 028-86511719 武汉 Tel: 027-87052918