

EYELA

全国统一客户服务热线

☎ 400-005-0503

www.eyela.com.cn

新款旋转蒸发仪N-1300型隆重上市！

独家全新设计、全新功能！

旋转蒸发仪

N-1300D · V · S 系列



東京理化器械株式会社



N-1300D-W

N-1300V-W

N-1300S-W

■ 结构·参数

型 号	N-1300D-W	N-1300V-W	N-1300S-W	N-1300S-WB	N-1300V-WB	N-1300D-WB	
产品编号	268696	266456	266396	266416	266476	268716	
性能	旋转速度	10~310rpm					
	水浴锅调节范围·精度	室温+5~90°C·±1.5°C			室温+5~180°C·±1.5°C (油: ±3°C)		
	蒸发能力	Max. 25ml/min(水的蒸发量)					
	极限真空度	399.9Pa (3mmHg) 以下					
功能	转速设定·显示	旋钮设定·数字显示					
	升降功能	手动平衡式(升降行程 180mm、无级调节)					
	特色功能	四通瓶结构(V型试)、料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转、可使用3升试料瓶(选配厚轴H型)					
构成	电机	DC 无刷电机					
	冷凝管	直立式双层冷凝管, 冷凝面积 0.146m ²		斜式双层冷凝管, 冷凝面积 0.146m ²	直立式双层冷凝管, 冷凝面积 0.146m ²		
	搭配水浴锅	水专用 SB-1300 型			水油两用 OSB-2200 型		
	水浴锅加热器	1.3KW			1.3KW		
	真空密封垫	特氟龙+特氟龙·Viton 双重密封垫					
规格	水浴锅内部尺寸 (mm)	内径 220×120H			内径 240×120H		
	水浴锅材质·容量	SUS304·约 4.3L			铝(特氟龙®涂层)·约 5.4L		
	水浴锅服务插座	旋蒸主机驱动部连接用 Max. 2A					
	连接口径	冷却水用接咀·吸引接咀 外径 10mm					
使用温度范围	5~35°C						
外尺寸 mm·重量	D型: 578W×352D×645H·12.7kg V型: 543W×352D×823H·12.8kg S型: 736W×352D×504H·12.1kg			D型: 565W×352D×645H·13.3kg V型: 531W×352D×823H·13.4kg S型: 724W×352D×504H·12.7kg			
电源输入·电源电压	6.5A, 1.43kVA, AC220V 50Hz			6.5A, 1.43kVA, AC220V 50Hz			

■ 产品特点



试料瓶可左右安装
试料瓶可安装在主机左右两侧, 可根据试验台空间及用手习惯进行使用。



圆形底座
水浴锅的底座呈圆弧形, 主机与水浴锅角度可任意调整, 使用更加方便。



无级升降
根据试料瓶的尺寸·形状, 主机可固定在任何位置。



正转·反转
可将试料瓶设置为正反转, 用于粉体等样品的干燥以及含有固体物质样品的浓缩。



有关安全的
注意事项

为了使您安全地使用本产品, 在使用之前, 请仔细阅读《使用说明书》

东京理化器械株式会社

东京都文京区小石川 1-15-17 TN 小石川大厦 6 层

TEL: +81-3-6757-3378

FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路 1088 号长峰中心 2906 室

Tel: 021-62076878/31

Fax: 021-62076920 邮编 200052

北京办事处 北京市朝阳区朝外大街 10 号昆泰大厦 1502A 室

Tel: 010-84264221/28

Fax: 010-84264233 邮编 100020

广州办事处 广州天河区体育东路 122 号羊城国际商贸中心东塔 1501 室

Tel: 020-38871910

Fax: 020-38871930 邮编 510620

成都办事处 成都市青羊区顺城大街 306 号凯乐广场 903 室

Tel: 028-86511719

Fax: 028-86511803 邮编 610031

西安办事处 西安市碑林区文艺北路金色城市 3 栋 1 单元 2706 室

Tel: 029-87852182

Fax: 029-87852182 邮编 710054

*由于产品需要不断的改良, 因此这里所载产品的外观、规格有时会有改变。敬请谅解。

*由于本产品简介是印刷品, 因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请谅解。