

EYELA



全国统一客户服务热线

400-005-0503

<http://www.eyela.com.cn>

标配有定时·简易程序功能 真空定温干燥箱

VOS-210C · 310C型



東京理化器械株式会社

真空定温干燥箱

+240°C
+40°C



VOS-210C



VOS-310C

标配与定时·简易程序功能

标准配置有定时功能（自动开始、自动停止）、简易程序功能（1阶段、2阶段反复）。

准确的温度管理



运转中的库内温度、设定温度等、可进行稳定的温度调节。显示面板采用明亮、视觉性高的液晶显示屏。

配备可变速独立温度过升防止器



真空计

可变速独立温度过升防止器

温度调节器采用的是可变速独立温度过升防止器。

关联产品



| 产品名称 | 隔膜型真空泵 | |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| 型号 | NVP-2000 | NVP-2000V |
| 产品代码No. | 266017 | 270300 |
| 性能 | 排气速度 (HIGH·LOW) | 44L/min · 40L/min |
| | 到达真空度 | 10hPa (约7.5Torr) |
| 变频控制 | 否 | 是 |
| | 安全功能 | 马达异常检知 |
| 构成 | 马达 | 输出90W |
| | 减压模式 | 2段×2 |
| 规格 | 接液部材质 | 特氟龙、PPS、Kalrez |
| 规格 | 吸排气接口 | 外径10mm管子 (吸·排气嘴方向任意可变) |
| 使用环境温度范围 | 5 ~ 40°C | |
| 外部尺寸 (mm) | 138(177)W × 206(260)D × 252H | |
| 质量 | 约8kg | |
| 电源输入 | 0.9A 200V | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |

| 产品名称 | | 真空定温干燥箱 | |
|----------------|---|---|-------------------------------|
| 型号 | VOS-210C | VOS-310C | |
| 产品代码No. | 263806 | 263816 | |
| 加热方式 | 钵体加热 | | |
| 性能 | 温度调节范围·精度 | 40 ~ 240°C · ±1.5°C (at 240°C) | |
| | 温度到达时间 | 约80分 | |
| | 到达真空度 | 133Pa (1Torr) | |
| 机能 | 温度控制·传感器 | 带自动调谐功能P.I.D控制、SSR输出·Pt100Ω (C型) / K热电对 (SD型) | |
| | 定时功能 | 自动开关功能 | |
| | 安全机能 | 自我诊断 (传感器报警、过热报警、停电报警、箱门异常报警、设定错误报警、上下限温度报警、加热丝断线报警)、漏电过载保护器、独立过升防止器 (50 ~ 300°C) | |
| 构成 | 加热器 | 0.75kW | 1.2kW |
| | 真空计 | 指针式 (范围0 ~ -0.1MPa) | |
| 规格 | 箱内尺寸 (mm) · 容量 | 192W × 270D × 192H · 10L | 300W × 300D × 300H · 27L |
| | 隔板·材质 | 等分布15kg / 枚 · 不锈钢板 | |
| | 隔板数 | 2个 (可能安装个数2个) | 2个 (可能安装个数4个) |
| | 隔板间层·层数 | 90mm · 2层 (固定) | 71mm · 4层 (固定) |
| | 规格 (mm) | 160W × 160H | 250W × 250H |
| | 箱门内壁 | 钢化玻璃 · 厚度12mm | |
| 内胆材质 | 门内有硅填料、箱内: SUS 304、SUS430J1L、玻璃、配管部: 铜、黄铜、氟橡胶、铝 | | |
| 接口口径 | 吸嘴 外径22mm管口、胶气嘴外径22mm管口 (内螺丝G1/4) | | |
| 使用周围温度范围 | 5-35°C | | |
| 外部尺寸 (mm) · 质量 | 355(373)W × 406(466)D × 580H · 约40kg | 505(523)W × 545(610)D × 760H · 约60kg | |
| 电源 | 3.5A、0.77kVA · AC220V 50/60Hz | | 5.7A、1.25kVA · AC220V 50/60Hz |

※性能是指室温20°C、额定电压、50Hz、空载时值。
 ※温度到达时间是在真空状态下，钵体表面温度的值。
 ※爆炸性、易燃的物质，样品中会产生腐蚀性气体的物质不能使用。
 ※易燃、爆炸性气体环境中不能使用。

选购

架台 HSS-11C型 产品编码 100290
 栅板 VOS-210C型用 产品编码 100800
 VOS-310C型用 产品编码 100810

无油真空干燥箱系统3 系统编码 SYS07014



| 产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
|-------------|----------------|---------|
| 真空定温干燥箱 | VOS-310C型 | 263816 |
| 冷阱装置 | UT-4000A型 | 216170 |
| 隔膜泵 | NVP-2000型 | 261810 |
| 架台 | HSS-11C型 | 100290 |
| 带喷嘴盖 (SUS制) | | 148940 |
| 真空管 | 内径12x外径30mm 3m | 263400 |
| 真空管适配器A | 外径22x外径17mm | 119240 |
| 真空管适配器C | 外径17x外径10mm | 119260 |

系统总电源容量: 27.5A 需要插座数量: 3个



有关安全的
注意事项

为了您安全地使用本产品，在使用之前，
请仔细阅读《使用说明书》

EYELA

东京理化器械株式会社

东京都文京区小石川1-15-17. TN小石川大厦6层

TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易 (上海) 有限公司

上海分公司 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室

北京分公司 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室

广州分公司 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室

成都分公司 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场9N室

西安分公司 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室

沈阳分公司 沈阳市铁西区兴华南街5号鲁尔大厦1927室

武汉联络处 武汉市洪山区光谷时代广场B座2006室

济南联络处 济南市历下区龙奥北路海信龙奥九号4号楼2017室

Tel: 021-62076878/31 62107271

Tel: 010-84264221/28

Tel: 020-38871910 38264610

Tel: 028-86511719

Tel: 029-87852182

Tel: 024-25630740

Tel: 027 8705 2918

Tel: 0531-55551640

Fax: 021-62076920

Fax: 010-84264233

Fax: 020-38871930

Fax: 028-86511803

Fax: 029-87852182

Fax: 024-2563074

Fax: 027 8705 2918

Fax: 0531-55551640

邮编: 200052

邮编: 100020

邮编: 510620

邮编: 610031

邮编: 710054

邮编: 110023

邮编: 430074

邮编: 250000

■ 由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动，敬请理解。

■ 由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异，敬请理解。