

离心浓缩装置

Centrifugal Evaporator CVE-2100•2200•3000•3110型

用于药物、代谢物等样品的浓缩及溶媒去除等

产品从小型到能蒸发酸性和有机溶液的型号,应有尽有



CVE-2100



CVE-2200



CVE-3000



CVE-3110



手机“扫一扫”
浏览更多产品和促销信息

東京理化器械株式会社

产品参数及配件

型号 产品代码NO.	CVE-2100 260567	CVE-2200 260570	CVE-3000 252177	CVE-3110 260587
浓 缩 方 式	离心+减压			
转 速 (5 0 H Z)	1400rpm (50HZ) 固定		100~2000rpm (50HZ)	
温 度 调 节 范 围	OFF•室温+5~80℃		4~80℃	OFF•室温+5~80℃
到 达 真 空 度	13.3hPa (10mmHg) 以下	内置真空泵:40hPa; 外部连接泵:13.3hPa	0.13hPa	0.13hPa
温度控制/设定•显示	P.I.D控制/数字设定•显示			
转 速 设 定	—		旋钮设定 (无级变速、缓慢启动机能)	
安 全 机 能	独立过升防止器、转子自动制动		独立过升防止器、转子自动制动、真空自动释放	
转 子	R-2000A\2000B\2000C\2000D		R-3100A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K	
加 热 器 功 率	140W		140W+25W	100W
真 空 密 封	电磁耦合传动力矩 (无密封垫)			
真 空 计	指针式真空计 (—100~0kPa)			
真 空 泵	另购	内置隔膜真空泵	另购	
氮 气 口 • 过 滤 膜	口径6.5mm • 孔径0.2μm			
槽 内 尺 寸 (mm) • 材 质	内径160×105Hmm • 不锈钢 (SUS304)		内径260×180Hmm • 不锈钢 (SUS304), 特氟龙涂层	
外 部 尺 寸 • 重 量	240 (250) W×260(302)D×230H • 约8kg	240 (254) W×260(310)D×260H • 约10kg	368W×348(412.5)D×425H•约29kg	326W×349(404)D×397H•约22kg
电 源	0.7A、150VA • AC220V 50HZ	2.4A、240VA • AC100V 50HZ	1.4A、300VA • AC220V 50HZ	1.8A、400VA • AC220V 50HZ

转子



转子A(材质:不锈钢)、B·C·D(材质:铝、耐腐蚀处理)

型 号	适用容器	架数	产品代码No.
R-2000A	离心管(外径10.8mm、1.5mL)用	24个	188830
R-2000B	试管 外径10~13mm(长度80~100mm)用	16个	188840
R-2000C	试管 外径10~13mm(长度65~75mm)用	16个	188850
R-2000D	试管 外径10~13mm(长度32~50mm)用	16个	188860
R-3100A	微量离心管(外径10.8mm、1.5mL)用	96个	192440
R-3100B	试管 外径10~12mm(长度90~120mm)用	48个	192450
R-3100C	试管 外径16.5~18mm(长度90~120mm)用	48个	192460
R-3100D	试管 外径17.5~18mm(长度130~165mm)用	48个	192470
R-3100E	西林瓶(外径40.5×78.5mm、50mL)	10个	192480
R-3100F	深孔板用转子(96孔)(86W×128D×44Hmm)	2个	192490
R-3100G	试管·离心管用(外径35×105mm)	12个	192500
R-3100H	CCX型用:试管(外径24×150mm)	12个	213010
R-3100I	15mL离心管用	48个	252180
R-3100J	50mL离心管用	18个	252190
R-3100K	试管 外径13~15mm(长度90~150mm)用	48个	253990

其他

■ CVE 型系列产品特性比较

型号	是否具有耐腐蚀性				腔体材质(表面)	真空泵	盖板材质
	水	酒精	酸	有机溶液			
CVE-2100/2200	○	○	×	△	不锈钢 SUS304	另购 / 内置	PVC
CVE-3000	○	○	△	△	不锈钢 SUS304+ 特氟龙涂层	另购	玻璃+PVC
CVE-3100	○	○	△	△	不锈钢 SUS304+ 特氟龙涂层	另购	玻璃+PVC

有机溶剂离心浓缩系统

系统编码SYS09447



产品名称	型 号	产品代码No.
离心浓缩装置	CVE-3110型	260587
转子	R-3100C型	192460
冷阱装置	UT-2000型	189218
玻璃冷凝器组B	500mL	199740
隔膜真空泵	NVP-2100型	266027
架台	HSS-24A型	275870
真空管	内径6×外径15mm 5m	119170
真空软管适配器	E型	119280

※使用架台HSS-24A型的系统构成例。

東京理化器械株式会社

<http://www.eyela.com.cn>

全国统一客户服务热线 ☎ 400-005-0503

上海 Tel : 021-62076878

北京 Tel : 010-84264220

广州 Tel : 020-38871910

成都 Tel : 028-86511719

西安 Tel : 029-87852182

沈阳 Tel : 024-25630740

济南 Tel : 0531-88528921

武汉 Tel : 027-87052918

杭州 Tel : 0571-88980693

南京 Tel : 025-51839612